

# ВС АТ

## ТЕСТ КИСЛОТНОСТИ

### (RU) ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ МАСЛА\* РОЕ

1. Взять любой из флаконов и снять с него колпачок.
2. Частично наполнить флакон тестируемым маслом 2,5 куб см (примерно 90 капель), достигая уровня 18 мм ниже горлышка флакона.
3. Надежно закрепить колпачок.
4. Взболтать содержимое в течении 2-5 сек.
5. Проверить цвет жидкости во флаконе.

### ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ВСЕХ ПРОЧИХ МАСЕЛ

1. Взять любой из флаконов и снять с него колпачок.
2. Частично наполнить флакон тестируемым маслом 5 куб см (примерно 180 капель), достигая уровня 8 мм ниже горлышка флакона.
3. Надежно закрепить колпачок.
4. Взболтать содержимое в течении 2-5 сек.
5. Проверить цвет содержимого во флаконе.

- **СИНИЙ** или **ФИОЛЕТОВЫЙ** - кислотность отсутствует
- **ЗЕЛЕНЫЙ** - умеренный уровень кислотности
- **ЖЕЛТЫЙ** - повышенный уровень кислотности